

Bubble CPAP System

Система дыхания под постоянно
положительным давлением с
пузырьковым генератором давления

CPAP System
Каталог продукции



Bubble CPAP

Содержание

Система доставки	3
Система доставки.....	4
Соединение пациента	5
Система пузырькового CPAP. Стартовый набор	6
Соединение пациента. Стартовый набор.....	7
Соединение пациента универсал. Стартовый набор.....	8
Принадлежности	8
ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	8
МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	8
Варианты крепления.....	9
Устройства	10
УВЛАЖНЕНИЕ	10
Смесители.....	10
Пример установки (на стойке).....	11
Пример установки (на открытом реанимационном месте)	12


Bubble CPAP

Система доставки: BC161, BC171




Bubble CPAP


Система доставки



Упрощенный коллектор давления (только BC171-10)



Дыхательный контур



Генератор CPAP

Трубка давления с демпфирующим фильтром (BC171-10 only)

Код изделия	Описание
BC161-10	Включает: Система доставки SMCP Камера MR290 Коллектор давления Генератор CPAP Дыхательный контур
BC171-10*	Включает: Система доставки SMNF Камера MR290 Упрощенный коллектор давления (со шлангом подачи газа) Генератор CPAP Дыхательный контур Трубка давления с демпфирующим фильтром
* Коллектор со шлангом	

Bubble CPAP

Соединение пациента




Коллектор для носа средний (серии BC18x)



Коллектор для носа универсал. (серии BC19x)

Диаметр ноздрей

Промежуток (Размер



перегородки)

Носовые канюли



Шапочка




Ремень на голову

Ремень подбородка

Код изделия	Описание	Размер
Коллектор для носа		Длина
BC180-05	Коллектор для носа 50mm x5	50mm
BC181-05	Коллектор для носа 70mm x5	70mm
BC182-05	Коллектор для носа 100mm x5	100mm
BC190-05	Коллектор для носа универсал. 50mm x5	50mm
BC191-05	Коллектор для носа универсал. 70mm x5	70mm
BC192-05	Коллектор для носа универсал. 100mm x5	100mm
Носовые канюли		Диаметр трубки / промежуток
BC3020-10	Носовые канюли 3020 10/ уп.	3.0mm / 2.0mm
BC3520-10	Носовые канюли 3520 10/ уп.	3.5mm / 2.0mm
BC4030-10	Носовые канюли 4030 10/ уп.	4.0mm / 3.0mm
BC4540-10	Носовые канюли 4540 10/ уп.	4.5mm / 4.0mm
BC5040-10	Носовые канюли 5040 10/ уп.	5.0mm / 4.0mm
BC5050-10	Носовые канюли 5050 10/ уп.	5.0mm / 5.0mm
BC5550-10	Носовые канюли 5550 10/ уп.	5.5mm / 5.0mm
BC5560-10	Носовые канюли 5560 10/ уп.	5.5mm / 6.0mm
BC6060-10	Носовые канюли 6060 10/ уп.	6.0mm / 6.0mm
BC6070-10	Носовые канюли 6070 10/ уп.	6.0mm / 7.0mm
BC6570-10	Носовые канюли 6570 10/ уп.	6.5mm / 7.0mm
Код изделия		Размер
Шапочка		окружность головы
BC300-05	Шапочка средняя 17-22см x5	17см-22см
BC303-05	Шапочка средняя 22-25см x5	22см-25см
BC306-05	Шапочка средняя 25-29см x5	25см-29см
BC309-05	Шапочка средняя 29-36см x5	29см-36см
Код изделия		Размер
Ремень на голову		окружность головы
BC325-05	Ремень на голову средний 29-36см x5	29см-36см
BC328-05	Ремень на голову средний 35-40см x5	35см-40см
BC331-05	Ремень на голову средний 40-45см x5	40см-45см
Ремень подбородка		окружность лица
BC351-10	Ремень подбородка 20-26см x10	20см-26см
BC353-10	Ремень подбородка 26-32см x10	26см-32см
BC355-10	Ремень подбородка 32-38см x10	32см-38см
BC357-10	Ремень подбородка 38-44см x10	38см-44см

Система пузырькового CPAP. Стартовый набор




Коллектор для носа средний (серии BC18x)




Носовые канюли




Шапочка



Дыхательный контур




Упрощенный коллектор давления (только BC171-10)




Камера MR290

Код изделия	Описание
BC461-SK	Система доставки. Стартовый набор средний
Включает:	
5	BC161 Система доставки SMCP
5	Коллектор для носа 70mm
2	Шапочка 17-22cm
3	Шапочка 22-25cm
3	Шапочка 25-29cm
3	Шапочка 29-36cm
2	Носовые канюли 3520
3	Носовые канюли 4030
4	Носовые канюли 4540
4	Носовые канюли 5040
4	Носовые канюли 5050
4	Носовые канюли 5550
4	Носовые канюли 5560
3	Носовые канюли 6060
BC471-SK*	Система доставки. Стартовый набор I/F
Включает:	
5	BC171 Система доставки SMNF (с упрощенным коллектором давления и трубкой давления с демпфирующим фильтром)
	Коллектор для носа 70mm
5	Шапочка 17-22cm
2	Шапочка 22-25cm
3	Шапочка 25-29cm
3	Шапочка 29-36cm
2	Носовые канюли 3520
2	Носовые канюли 4030
3	Носовые канюли 4540
4	Носовые канюли 5040
4	Носовые канюли 5050
4	Носовые канюли 5550
4	Носовые канюли 5560
3	Носовые канюли 6060

* Со шлангом подачи газа



Генератор CPAP



Трубка давления с демпфирующим фильтром (только BC171-10)

Соединение пациента. Стартовый набор



Носовые канюли



Шапочка



Коллектор для носа средний (серии BC18x)

Код изделия	Описание
BC260-SK	Носовые канюли. Стартовый набор
Включает:	
2	Носовые канюли 3520
3	Носовые канюли 4030
4	Носовые канюли 4540
4	Носовые канюли 5040
4	Носовые канюли 5050
4	Носовые канюли 5550
4	Носовые канюли 5560
3	Носовые канюли 6060
BC360-SK	Шапочки. Стартовый набор
Включает:	
2	Шапочка 17-22см
3	Шапочка 22-25см
3	Шапочка 25-29см
2	Шапочка 29-36см
BC480-SK	Стартовый набор средний F&P 50mm
Включает:	
3	Коллектор для носа 50mm
2	Носовые канюли 3520
2	Носовые канюли 4030
2	Носовые канюли 4540
1	Носовые канюли 5040
1	Шапочка 17-22см
2	Шапочка 22-25см
1	Шапочка 25-29см
BC481-SK	Стартовый набор средний F&P 70mm
Включает:	
3	Nasal tubing 70mm
2	Носовые канюли 3520
2	Носовые канюли 4030
2	Носовые канюли 4540
1	Носовые канюли 5040
1	Шапочка 17-22см
2	Шапочка 22-25см
1	Шапочка 25-29см
BC482-SK	Стартовый набор Midline F&P 100mm
Включает:	
3	Коллектор для носа 100mm
2	Носовые канюли 4540
2	Носовые канюли 5040
2	Носовые канюли 5050
1	Носовые канюли 5550
1	Шапочка 22-25см
2	Шапочка 22-25см
1	Шапочка 29-36см

Соединение пациента универсал. Стартовый набор

Универсальный стартовый набор соединения пациента разработан для возможности соединения с другими дыхательными контурами (например, Cardinal и Hudson).



Носовые канюли




Шапочка




Коллектор для носа универсал.
(серии BC19x)



Линия подачи потока (от смесителя)



Линия подачи потока (от 2-х ротаметров)



Midline Pressure
Luer Adaptor

Код изделия	Описание
BC490-SK	Стартовый набор средний универсал. 50mm
Включает:	
3	Коллектор для носа универсал. 50mm
2	Носовые канюли 3520
2	Носовые канюли 4030
2	Носовые канюли 4540
1	Носовые канюли 5040
1	Шапочка 17-22см
2	Шапочка 22-25см
1	Шапочка 25-29см
BC491-SK	Стартовый набор средний универсал. 70mm
Включает:	
3	Коллектор для носа универсал. 70mm
2	Носовые канюли 3520
2	Носовые канюли 4030
2	Носовые канюли 4540
1	Носовые канюли 5040
1	Шапочка 17-22см
2	Шапочка 22-25см
1	Шапочка 25-29см
BC492-SK	Стартовый набор средний универсал. 100mm
Включает:	
3	Коллектор для носа универсал. 100mm
2	Носовые канюли 4540
2	Носовые канюли 5040
2	Носовые канюли 5050
1	Носовые канюли 5550
1	Шапочка 22-25см
2	Шапочка 22-25см
1	Шапочка 29-36см

Принадлежности

ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Код изделия	Описание
BC400-10	Линия подачи потока 2,1м
BC402-05	Линия подачи потока (от 2-х ротаметров)
BC420-10	Midline Pressure Luer Adaptor


МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Код изделия	Описание
BC450-01	Адаптер Drager Oxydig



Drager Oxydig адаптер

Bubble CPAP



Telescopic
Humidifier Stand


900MR292
Стойка телескопическая

Варианты крепления

Код изделия	Описание
900MR292 900MR170 900MR030	Humidifier Stand – telescopic Mounting Bracket – C-clamp Mounting Bracket – Pole 15-50mm



900MR170
Крепление на стойку
генератора CPAP




900MR030
Крепление на стойку 15-50mm
(для увлажнителя)

Bubble CPAP




Увлажнитель



Смеситель (возможные типы DISS и NIST)




Крепление на стойку Bird MBlender

Устройства	
УВЛАЖНЕНИЕ	
Код изделия	Описание
MR850 900MR801 900MR823 900MR868	Увлажнитель Кабель гибкого нагревателя MR850 Набор: кабель и датчик температуры Датчик температуры 1450мм
	
Датчик температуры	Кабель гибкого нагревателя
Смесители	
Код изделия	Описание
BC501-01 BC502-01 BC510-01	Bird MBlender 2-16LPM DISS Bird MBlender 2-16LPM NIST Bird MBlender крепление на стойку

Примечание: газовые шланги, не включены
Пожалуйста обратитесь к Кatalogy Fisher & Paykel Infant Warming

Bubble CPAP

Пример установки (на стойке)



Bubble CPAP

Пример установки (на открытом реанимационном месте)

